

Automatische KAPSELFÜLLMASCHINE SPT Serien
Höhere Qualität der Produktion ist garantiert -



Die Kapselfüllmaschinen SPT FL25, FS50, FM80
FM100 , FH150 Serien sind konzipiert zur vollautomatischen Befüllung von
Hartgelatinekapseln (Größe #00 - #4 , optional # 000, 5) mit Pulver, Granulat und
Pellets im Pharmazeutischen- und Nahrungsmittelergänzungsbereich
Die Dosierung erfolgt über eine Dosierscheibe, die gewährleistet eine hohe
Genauigkeit der Füllmenge.


Die maschine ist von der Produkt abhängig.
Formatteile lieferbar für Kapselgröße: #00; #0; #1; #2; #3; #4
optional #000; #5

Die Maschinen entsprechen den Anforderungen der GMP-Richtlinien und sind CE zertifiziert.

Touch-screen




Funktionsprinzip:



1. Erste Kapselsortierung und Trennung
2. Zweite Kapselsortierung und Trennung
3. Befüllung von Pellets und Tabletten
4. Befüllung mit Pulver
5. Befüllung von Pellets und Tabletten
6. Fehlerhafte Kapselauswurf
7. Kapselverschließstation
8. Entlastung der gefüllten Kapseln
9. Reinigung des Segments

Filling Possibility and Combination



Die Funktionsweise der Kapselfüllmaschine:

Die leeren Kapseln werden in den Fülltrichter ungeordnet eingefüllt. Das Kapselzuführsystem ordnet und dreht, bei jedem Hub, die Kapseln und führt sie dem Vorratsspeicher zu. Aus dem Speicher werden nun die Untersegmente mit den Kapseln bestückt.

Die gefüllten Untersegmente werden mit den Obersegmenten verschlossen und mit Hilfe des Vakuums werden die Kapseln getrennt. Nach der Trennung dreht die Segmentscheibe weiter zum Kapselfüllsystem.

Das Kapselfüllsystem wird vom Vorratsbehälter (Niveauüberwachung) aus mit Puder versorgt. Der Puder wird mit Hilfe der Dossierscheibe und den Dosierstempeln in 5 Stationen dosiert und auf das eingestellte Füllgewicht gebracht.

An der 6. Station wird die dosierte Menge Puder mit den Stopfstempeln in das Kapselunterteil gefüllt.


Das Verschließen der Kapseln erfolgt im Kapselverschleißsystem.

Bei diesem Schritt werden die Obersegmente mit den oberen Kapselhälften über die Untersegmente gefahren und mit den Verschleißstempeln geschlossen.

Sind die Kapseln verschlossen, fahren die Obersegmente wieder in die Grundstellung zurück.

Nun werden die Kapseln mit Hilfe der Druckluft aus dem Untersegment in den Auffangbehälter geblasen und weiter zur Auswurfrinne befördert.

Nach dem Entleeren der Kapseln werden die unteren Segmente mit Druckluft gereinigt. Gleichzeitig wird der restliche Puder mit dem Absaugsystem entfernt (Kapselauswurf und Segmentreinigung befinden sich auf derselben Position).



SPT Capsule Filler

Formatteile

Size change Parts



Die Formatteile sind lieferbar in den Kapselgrößen #00 - #4.

Ein Formatsatz Besteht aus:

Obersegmente, Untersegmente, Kapselzuführung, Dosierscheibe, Stopfstempel

Kapselfüllmaschine und die Optionen



Automatisches Pulverladesystem
Automatisches Kapselladesystem
Kapselpoliermaschine
Staubabsaugung

Kapselpoliermaschine (Option)

Die Vorteile der Kapselpoliermaschine liegen darin, dass die produzierten Kapseln in einem Arbeitsschritt entstaubt und poliert werden. Mit einer rotierenden Bürste wird der Reststaub sorgfältig von den Kapseln entfernt und gleichzeitig poliert. Die Kapselpoliermaschine wurde nach den GMP Richtlinien hergestellt.

Pulverladesystem (Option)

Pulverladesystem versorgt den Fülltrichter mit Pulver bzw. Granulat. Dies gewährleistet eine kontinuierliche Produktion. Die Funktionsweise des Ladesystems ist wie folgt: die Vakuumpumpe saugt Granulat bzw. Pulver an und übergibt es in den Fülltrichter. Das System wird mit einem Niveau-Sensor gesteuert.

Staubabsaugung (Option)

Staubabsaugung wird eingesetzt für die Abreinigung der Staubpartikel und Granulatrückstände in der Maschine. Ebenso kann die Staubabsaugung an der Tablettenpresse bzw. Kapselpoliermaschine und dem Tablettenentstauber zum Einsatz kommen.

Technische Daten

№.	Beschreibung		SPT-Serie		
			FL25	FS50	FM80
1	Anzahl der Kapselaufnahmen pro Segment	St	3	6	10
2	Max.Leistung (Pulver)	St/h	25.000	50.000	80.000
3	Max.Leistung (Pellets)	St/h	25.000	36.000	
4	Max. Maschinentischdrehzahl	rpm	140	140	130
5	Formatgrößen (Standart)		#00 - #4	#00 - #4	#00 - #4
6	Formatgröße(Special)		#000, #5	#000, #5	#000, #5
7	Electro Versorgung	kV	4	5	
8	Gewichtskontrolle		Scheibendicke		
9	Geschwindigkeitskontrolle		Invertierer		
10	Maschinenverkleidung SUS & AL & ACRYL	St	4 Wände		
11	Druckluft	bar	6-10		
12	Electro Versorgung		380/220 V, 50 Hz		
13	Flächenverbrauch (Breite x Länge)	mm	900 x 1.100	1200 1.470	1050 1.320
14	Höhe der Maschine	mm	1.700	1.850	1.970
15	Gewicht der Maschine	kg	700	1400	

№.	Beschreibung		SPT-Serie	
			FM100	FH150
1	Anzahl der Kapselaufnahmen pro Segment	St	14	20
2	Max.Leistung (Pulver)	St/h	105.000	150.000
3	Max.Leistung (Pellets)	St/h	85000	120000
4	Max. Maschinentischdrehzahl	rpm	130	130
5	Formatgröße (Standart)		#00-#4	#00-#4
6	Formatgröße (Special)		#000, #5	#000, #5
7	Electro Versorgung	kV	6	7
8	Gewichtskontrolle		Scheibendicke	
9	Geschwindigkeitskontrolle		Invertierer	
10	Maschinenverkleidung SUS & AL & ACRYL	St	4 Wände	4 Wände
11	Druckluft	bar	6-10	6-10
12	Electro Versorgung		380/220 B, 50 Гц	
13	Flächenverbrauch (Breite x Länge)	mm	1650 1.650	1750 1.750
14	Höhe der Maschine	mm	2030	2.100
15	Gewicht der Maschine	kg	2.030	2.500

